

## Elektryczny wózek inwalidzki model GT1

Symbol

GT1

### Opis

**Elektryczny wózek inwalidzki GT1** to wygodny wózek inwalidzki odpowiedni dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dzięki **mechanizmowi składania** wózek jest łatwy do przechowywania i mieści się w bagażniku samochodu, dzięki czemu możesz zabrać go ze sobą wszędzie. Co więcej, model ten oferuje **elektronicznie regulowane oparcie**. Napędzany jest dwoma silnikami o mocy **350 W** na tylnych kołach. W przeciwieństwie do przednich kół, tylne są większe i nadmuchiwane, co pomaga wózkowi zachować stabilność przez cały czas, a tym samym umożliwia jazdę po wyboistym terenie lub pod górę!

Sterowanie wózkiem jest niezwykle łatwe – steruje się nim za pomocą **joysticka**, który można przymocować do dowolnego podłokietnika. Dzięki maksymalnej prędkości **6 km/h** ten wózek inwalidzki jest odpowiedni dla każdego. Jeśli użytkownik potrzebuje pomocy podczas jazdy, druga osoba może sterować wózkiem za pomocą **pilota**. Można także całkowicie wyłączyć napęd i ręcznie pchać wózek do przodu. Miłym akcentem jest praktyczna **torba zapinana** na zamek na dole.

Dzięki wyrafinowanemu **mechanizmowi składania** wózek inwalidzki można złożyć do niewielkich rozmiarów w mgnieniu oka. Po złożeniu mieści się w **bagażniku samochodu osobowego**, co jest ewenementem w tego typu pojazdach. Funkcja ta przyda się, gdy wybierasz się ze znajomymi lub rodziną na wycieczkę, podczas której muszą skorzystać z wózka inwalidzkiego.

Największą zaletą **wózka elektrycznego GT1** jest to, że posiada on nie jeden, a **dwa napędy o mocy 350W**, dzięki czemu poradzi sobie z wyboistym terenem. A jeśli droga jest trochę stroma, to też nie szkodzi – może jechać pod górę (**maksymalne nachylenie 13°**). Jeśli zatrzymasz wózek podczas jazdy pod górę, hamulce włączą się automatycznie. Dzięki **dwóm akumulatorom** może przejechać nawet **24 km** z maksymalną prędkością **6 km/h**. To więcej niż wystarczająco, jeśli chodzi o codzienne dojazdy



do pracy.

Ponieważ wózek inwalidzki został zaprojektowany specjalnie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, jest dostosowany do ich potrzeb.

**Elektronicznie regulowane oparcie** umożliwia wygodne siedzenie, a **podłokietniki** można podnieść, aby wygodnie wsiąść na wózek inwalidzki. Możesz także docenić **podnóżek**. Aby zmienić kierunek, wystarczy przesunąć joystick w prawo/lewo.

### Kluczowe cechy:

- Elektryczny wózek inwalidzki sterowany **joystickiem**
- Nadaje się zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych
- **Regulowane oparcie pleców** (sterowane elektronicznie)
- **Mechanizm składania**
- Regulowane podparcie głowy
- Wysokość oparcia można lekko regulować
- Wodoodporna rama
- Automatyczne hamowanie po zatrzymaniu podczas jazdy pod górę
- **Wsparcie drugiej osoby:**
  - Pilot zdalnego sterowania (2 baterie AAA)
  - Napęd elektryczny można wyłączyć, co pozwala drugiej osobie pchać wózek do przodu
- Podłokietniki można odchylić
- **Wyjmowana torba zapinana na zamek** na mniejsze przedmioty:
  - **Wymiary:** 24 x 13,5 x 18 cm
- Wyjmowany moduł akumulatorowy
- Siatkowe kieszenie boczne
- Zawieszenie przednie i tylne
- Klakson
- Wysuwane tylne koła dla dodatkowej stabilności podczas jazdy pod górę

### Dodatkowe akcesoria:

- port usb z lampką
- bateria
- torba na zakupy

**Ostrzeżenie:** Przechowuj baterię (lub cały produkt łącznie z baterią) w zaciemionym, suchym miejscu w temperaturze od 10°C do 20°C. Jeśli produkt nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, naładuj go do 100% pojemności przynajmniej raz w miesiącu. Przestrzegając tych instrukcji, znamionowa pojemność baterii nie spadnie poniżej 70% jej całkowitej pojemności w ciągu 12 miesięcy od zakupu.

**Opis techniczny:**

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>Maksymalny zasięg</b>                    |  |
| <b>Nośność</b>                              |  |
| <b>Napęd</b>                                |  |
| <b>Bateria</b>                              |  |
| <b>Ładowarka</b>                            |  |
| <b>Maksymalna prędkość</b>                  |  |
| <b>Maksymalne nachylenie</b>                |  |
| <b>Hamulce</b>                              |  |
| <b>Rozmiar kół</b>                          |  |
| <b>Wymiary</b>                              |  |
| <b>Wymiary po złożeniu</b>                  |  |
| <b>Wymiary siedziska</b>                    |  |
| <b>Wysokość siedziska od podłoża</b>        |  |
| <b>Odległość podłokietnika od siedzenia</b> |  |
| <b>Wysokość oparcia</b>                     |  |
| <b>Długość podnóżka</b>                     |  |
| <b>Wysokość prześwitu</b>                   |  |
| <b>Promień skrętu</b>                       |  |
| <b>Waga</b>                                 |  |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Waga            | 31 kg     |
| Zasięg          | 24 km     |
| Max. prędkość   | 6 km      |
| Max. nachylenie | 12 stopni |
| Długość         | 94 cm     |
| Szerokość       | 63 cm     |
| Wysokość        | 120 cm    |